

Liquides, Sprays & Poudres


DISTRIBUÉ PAR



www.vvc.eu - info@vvc.eu


TABLE AMOVIBLE

Cette option est une table amovible fixée à l'aide de broches intégrées à la table du Martindale, (voir ci-dessous).



Cela permet de mettre des liquides, sprays ou poudres sur l'échantillon tel qu'un tissu de façon sécurisée et en ayant le porte-échantillon éloigné de l'instrument.

Une fois le test accompli le porte-échantillon peut être retiré et emmené sans toucher l'échantillon afin de procéder à l'évaluation du résultat.



Références

Pour tester la résistance des matériaux recouverts d'un liquide, d'un spray ou d'une poudre, les accessoires suivants sont nécessaires :

526-523 Table d'abrasion (amovible)

526-659 Accessoires pour table d'abrasion amovible

