

# ORBITOR SÉRIE 1616

## BOULOCHAGE & ÉRRAILLAGE

Une façon cohérente et fiable pour tester les propriétés de boulochage et d'errailage des tissus tissés et tricotés.

### CHARGEMENT FACILE DES ÉCHANTILLONS

Le design plat de la colonne central qui supporte les boîtes permet un chargement rapide et facile des échantillons.

### NORMES ET MÉTHODES D'ESSAI

Conforme pour tester une gamme de normes et méthodes d'essai : BSI, EN ISO, M & S et The Woolmark Company.

### CHANGEMENT DES LIÈGES

Les revêtements de liège ont une doublure magnétique améliorée, ce qui les rend plus stable et très facile à changer.

### BOITES INTERCHANGEABLES

Toutes les combinaison de mise en place des boîtes de boulochage ou d'errailage peut être utilisé sur les deux modèles 2 et 4 stations.

### SÉCURITÉ DES OPÉRATEURS

Le mouvement de rotation démarre lentement pour éviter de blesser l'opérateur. L'instrument s'arrête au moindre signe de résistance.

### RODAGE AUTOMATIQUE DES LIÈGES

Il est recommandé de roder nouveaux les lièges. L'Orbitor inclut un programme automatique qui ne nécessite aucun paramétrage.



### NOUVEAU PANNEAU DE CONTRÔLE AVEC ÉCRAN TACTILE

Pour une efficacité optimale dans vos laboratoires, James HEAL a développé un nouvel écran tactile comme panneau de contrôle avec compteurs individuels de stations, affichage de fin de test...

Les différentes fonctions sont faciles d'accès et la navigation est rapide, ce qui assure la mise en place d'un test très simplement.


L'écran tactile est couvert d'un verre trempé de couverture testé pour répondre aux conditions d'utilisation d'un laboratoire.

### APPLICATIONS

- Textiles tricotés
- Textiles tissés
- Vêtements de sports



### ÉRRAILLAGE



### CABINE D'ÉVALUATION PROVIEW



La cabine d'évaluation ProView permet une évaluation et une gradation des échantillons simple et efficace grâce à l'écran tactile interne qui permet de faire défiler les photos étalons pré-chargées.

Les fichiers se composent de 12 images 'tricotés' et de 12 images 'tissés'.

James HEAL dispose d'une licence exclusive pour les images numériques des photos étalons EMPA

La tablette interne comprend également les fichiers étalons d'autres tests tels que ceux réalisés sur Martindale ou ProMace.



### RÉFÉRENCE

- 901-480 Orbitor 2 postes
- 901-481 Orbitor 4 postes
- 788-741 Boîte boulochage
- 794-726 SnagPod

### VERSON VLIES COURCIER

ZA des Wattines, 5 - Pavé d'Halluin - F-59126 LINSSELLES

T : +33.3.46.59.66- F : +33.3.03.17.38

info@vvc.eu - www.vvc.eu - www.eshopvvc.eu