

IMPULSE SÉRIE 1666

RTPT & BOULOCHAGE

APPLICATIONS

- Textiles tricotés
- Textiles tissés



RÉFÉRENCE

- 901-480 Impulse 2 chambres
- 906-506 Impulse 4 chambres

HÉLICES INTERCHANGEABLES



ISO-12945-3 ASTM-D-3512 JIS-L-076



HÉLICES INTERCHANGEABLES

Les hélices des chambres peuvent être échangées de façon très simple par l'opérateur pour passer d'une norme à une autre



PROPRETÉ DES CHAMBRES

Des filtres à peluches et poussières gardent les chambres de test propres. Ils sont accessibles depuis l'arrière de l'instrument.

ROTATION FIABLE

Les échantillons sont agités à l'intérieur des chambres à très grande vitesse constante garantie (1200 tpm).



NOUVEAU PANNEAU DE CONTRÔLE AVEC ÉCRAN TACTILE

Pour une efficacité optimale dans vos laboratoires, James HEAL a développé un nouvel écran tactile comme panneau de contrôle avec compteurs de changement des néoprènes, affichage de fin de test... Les différentes fonctions sont faciles d'accès et la navigation est rapide, ce qui assure la mise en place d'un test très simplement.

L'écran tactile est couvert d'un verre trempé de couverture testé pour répondre aux conditions d'utilisation d'un laboratoire.